

2017年

3月1日(水) ~

NEW シリンジ

皆様の
お声を受け

「アイゴスフロー・ローフロー」の シリンジがリニューアル!

ピストンロッドのサイズ変更により、これまでよりも軽い力で中身を押し出せるようになりました。

内容量・価格の変更はございません。

ピストンロッド



ピストンロッドのサイズUP

ピストンロッドの各部を少しだけ大きくすることで、押し込む時の安定性と最後のひと押しをアシストするようにしました。

サイズ
UP!

A3

A3

従来品

サイズ
UP!

ピストンロッドを長くし、最後まで押し出しやすくなりました。

変更後

グリッププレート (希望ユーザー価格 250円)

指を掛けやすくする
グリッププレート

※別売りのため製品
には同梱されません。



新シリンジになったアイゴス(フロー・ローフロー)をこの機会に是非お試しください!

各地開催のデンタルショーにてデモコーナーも設置しています。

デンタルショー出展情報はWEBサイトでご案内しています。