

2023年2月20日



「KZR-CAD ピーク」発売のご案内

さて、この度弊社では、2023年3月22日（水）より下記のとおりCAD/CAM切削用PEEKディスク「KZR-CAD ピーク」を発売いたします。

樹脂の中でも、機械的強度、耐久性、生体安全性に優れ、金属の代替材料として使用されているPEEK（ポリエーテルエーテルケトン）を歯科用に製品開発しました。強度・靱性・耐水性に優れ、密度がジルコニアの1/4と軽いことや、衝撃を吸収する性質からロングスパンブリッジのフレームを主な用途として、単冠にもご使用いただけます。

この機会にぜひお客様にお勧めくださいますようお願い申し上げます。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

記

(1) 概要

- ・ 発売日 2023年3月22日（水）
- ・ 販売名 KZR-CAD ピーク
- ・ 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料
- ・ 区分 管理医療機器
- ・ 認証番号 304AKBZX00063000

(2) ラインアップ

製品名	製品名			包装単位	希望ユーザー価格	GS1-128コード	クラス分類
	シェード	径	厚さ				
KZR-CAD ピーク ディスク	ベージュ	φ98.5	×t20	1枚	70,000円	0104560231189920	II

以上